



EURENALPATH

AMC
Afdeling Pathologie
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Tel: 020-5662827
Fax: 020-6979567
Email: eurenalpath@amc.nl

Radboudumc
Afdeling Pathologie
Geert Grooteplein 24
6525 GA Nijmegen
Tel: 024-3614363
Fax: 024-3619637
Email: Eric.Steenbergen@radboudumc.nl

UMC Utrecht
Afdeling Pathologie
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Tel: 088-755 7615
Fax: 088-7569588
Email: eurenalpath@umcutrecht.nl

Instructies voor insturen van verse nierbiopten

1. Voor het insturen van nierbiopten kunt u op onze website www.eurenalpath.com een gratis kit bestellen met transportvloeistoffen. Bewaar deze kit in de koelkast.
2. Neem minimaal twee nierbiopten af, bij voorkeur met een 16G naald.
3. Het kleinste biopt doet u in het potje met Michels transportmedium (voor IF). Het tweede en eventueel derde biopt doet u in het potje met formaline (voor lichtmicroscopie en EM).
4. Vul het aanvraagformulier met de klinische gegevens en vraagstelling zo volledig mogelijk in. Een digitale versie van het aanvraagformulier is te downloaden op onze website.
5. Verstuur de potjes en het aanvraagformulier in de bijgeleverde envelop. Het materiaal kan op kamertemperatuur verzonden worden.

NB: formaline is een toxische stof en dient met uiterste voorzichtigheid gehanteerd te worden.